

Endosponge™

Er is met u een afspraak gemaakt voor een Endosponge behandeling. In deze folder leest u wat u van deze behandeling kunt verwachten. Deze informatie is een aanvulling op de folder Coloscopie van Máxima MC.

Wanneer wordt een Endosponge geplaatst?

Wanneer er na een darmoperatie een complicatie is opgetreden, kan er een abcesholte ontstaan die geïnfecteerd is met bacteriën en daarom niet goed geneest. Om de abcesholte beter schoon te krijgen, wordt u behandeld met een Endosponge in deze holte.

Wat is een Endosponge?

Een Endosponge is een schuurspons op een holle slang die in de holte wordt ingebracht via uw anus. Het slangetje is verbonden aan een vacuümpot. Het vuil uit de darmholte komt via het slangetje terecht in de vacuümpot, die u bij u draagt. Op deze manier wordt de holte schoongehouden, wat het herstel bevordert. De Endosponge moet om de paar dagen vervangen worden. Geleidelijk wordt de holte steeds kleiner, tot deze uiteindelijk dicht is gegroeid. De behandelend arts bepaalt in overleg met u het moment van de wisselingen van de Endosponge en het einde van de behandeling.

Hoe het onderzoek verloopt

Tijdens de behandelingen ligt u op uw linkerkzijde. De behandeling kan pijnlijk zijn. Daarom krijgt u via een infuus een roesje en pijnstilling. Dit maakt de behandeling minder belastend voor u. Als u komt om een Endosponge te vervangen, krijgt u ook een verdovende vloeistof ingespoten in de huidige Endosponge. Hierdoor gaat het verwijderen makkelijker. De Endosponge die al in de holte zit wordt verwijderd. Vervolgens beoordeelt de arts de holte en plaatst, indien nodig, direct een nieuwe Endosponge. Deze wordt daarna aangesloten op een nieuwe vacuümpot. Het vacuüm in het wondgebied veroorzaakt soms een pijnlijk gevoel dat na enige tijd afzwakt. De slang wordt vastgeplakt op uw been of bil, zodat u mobiel bent en veilig kunt bewegen.

Het wisselen van de Endosponge duurt gemiddeld 20 minuten. Daarna moet u nog uitslapen in verband met het roesje. De behandeling wordt om de paar dagen herhaald. De serie behandelingen met de Endosponge kan van een paar weken tot een paar maanden variëren. Dit hangt af van de omvang van de holte en het tempo van het genezingsproces.

Tijdens het onderzoek is het prettig om gemakkelijk zittende kleding te dragen.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelijke) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Eventuele complicaties

Als u na de behandeling hevige buikpijn of koorts (boven de 38 graden) krijgt, neem dan direct contact op met het ziekenhuis. Bel binnen kantoortijden met de Endoscopie- en behandelafdeling: 040 888 6370. 's Avonds en in het weekend belt u de Spoedeisende hulp: 040 888 8811.

Verzorging thuis

Douchen is mogelijk, het is niet erg als de vacuümpot nat wordt. Houd er wel rekening mee dat het vacuüm niet van de pot kan gaan. Doe daarom voorzichtig met de klemmetjes en dopjes op de pot. Daarnaast is het belangrijk dat u de huid rondom de anus schoonhoudt. Ook dient de slang ten alle tijden goed gefixeerd te zijn: zodat de Endosponge niet kan verschuiven. Overige nazorginstructie ontvangt u op de Endoscopie- en behandelafdeling (indien van toepassing).

Wisselen van de vacuümpot

U kunt de vacuümpot thuis wisselen als deze vol is, of als de pot niet meer vacuüm is. Dit ziet u als de blauwe markering van de vacuümpot helemaal tot onder is gedaald. Voor het wisselen van de vacuümpot volgt u de volgende stappen:

1. Verschuif het klemmetje op de slang. Hierdoor zit de slang nu dicht;
2. Draai de draaiknop op de vacuümpot naar 0;
3. Draai de verbinding tussen de slang en de pot los;
4. De oude pot kan weggegooid worden bij het restafval;
5. Haal het rode dopje van de vacuümpot;
6. Sluit de vacuümpot aan op de slang;
7. Zet de draaiknop van de vacuümpot op stand 1;
8. Schuif het klemmetje van de slang los zodat de slang open is, nu zal de vloeistof langzaam gaan lopen;
9. Plak de slang vast op bil of been, zodat u mobiel bent en veilig kunt bewegen.

Heeft u vragen?

Deze folder is een aanvulling op de informatie die u van uw maag-darm-leverarts heeft ontvangen. De arts zal u uitgebreid voorlichten. Heeft u daarnaast nog vragen, stel deze dan gerust binnen kantooruren aan de Endoscopie- en behandelafdeling: 040 888 6370.