

Elastomeerpomp afsluiten door thuiszorg

Uw arts heeft u een geneesmiddel voorgeschreven dat wordt toegediend met een draagbare infuuspomp, een zogenaamde elastomeerpomp. Deze pomp zorgt ervoor dat u het geneesmiddel op een betrouwbare en veilige manier krijgt toegediend.

Hoe werkt de elastomeerpomp?

De pomp is gemaakt van elastisch materiaal dat van nature terugveert nadat het is uitgerekt. In de elastomeerpomp zit een soort ballon die gevuld is met medicijnen. Via een slangetje komen de medicijnen in het lichaam. Aan het uiteinde van het slangetje zit een kunststof gedeelte met daarin een mechanisme, de zogenaamde flowrestrictor. Het slangetje wordt aangesloten op een centraal veneuze of poort katheter waardoor de medicijnen aan het lichaam worden toegediend. Het slangetje kan niet knikken.

De oncologieverpleegkundige sluit de pomp in het ziekenhuis aan en geeft u een kaartje met daarop het tijdstip van het aansluiten van de pomp. Als dat is gebeurd, belt u zo snel mogelijk naar de thuiszorg om door te geven hoe laat de pomp is aangesloten.

De flowrestrictor is afhankelijk van temperatuur en wordt op de huid geplakt. Leg de pomp niet in de volle zon en vermijd temperaturen boven de 38 graden. De medicijnen zijn ook gevoelig voor vrieskou. Houd daarom in de winter het pompje dicht tegen uw lichaam als u naar buiten gaat.

Voordelen van de elastomeerpomp

Met de elastomeerpomp krijgt u thuis uw medicatie op een betrouwbare manier toegediend.

De pomp beperkt u niet in het gewone dagelijkse leven. U kunt de kleine pomp gemakkelijk in een draagtasje onder de kleding dragen. Dit tasje krijgt u van de oncologieverpleegkundige.

De pomp mag nat worden maar niet worden ondergedompeld in water. U mag dus gewoon douchen met de pomp. Tijdens het douchen kunt u de pomp ophangen aan een haak met een zuignap. Er is geen latex in de pomp verwerkt, waardoor er geen kans is op een allergische reactie. De elastomeerpomp is voor eenmalig gebruik.

Waar laat u de elastomeerpomp tijdens het slapen?

De pomp moet op dezelfde hoogte blijven als de flowrestrictor. Daarom mag u de pomp niet op de grond leggen of boven uw hoofd ophangen. U kunt de pomp bijvoorbeeld onder of naast uw kussen leggen of in het tasje om de heup houden. De pomp maakt geen geluid.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar

Wanneer is de elastomeerpomp leeg?

De harde behuizing is doorzichtig zodat u kunt zien hoeveel medicijnen er al zijn toegediend. Omdat de ballon erg langzaam leegloopt, is soms moeilijk te zien of de pomp nog loopt. Er blijft altijd wat vloeistof in de ballon achter. Als de pomp leeg is, kan deze blijven zitten en hoeft dus niet meteen te worden verwijderd.

Verwijderen van de elastomeerpomp

De thuiszorgverpleegkundige van het Verpleeg Technisch Thuis team (VTT) komt ongeveer 46 tot 48 uur na het aansluiten bij u thuis om de pomp af te sluiten.

Gaat uw kuur niet door of wordt deze uitgesteld?

Informeer dan het VTT team. Zij plannen direct een nieuwe afspraak met u in.

**Contact**

Neem contact op als u:

- merkt dat de pomp of het toedieningssysteem is losgeraakt;
- merkt dat de pomp of het toedieningssysteem lekt;
- denkt dat de ballon (te) langzaam leeg raakt.

Tijdens kantooruren kunt u bellen naar het Máxima Oncologisch Centrum: 040 - 888 53 20. Bij spoed buiten kantoortijden belt u naar de verpleegafdeling 3C op locatie Veldhoven: 040 - 888 93 20.

Neem contact op met het VTT team van de thuiszorg als u:

- vragen heeft over het moment van afkoppelen;
- als uw kuur wordt uitgesteld.

VTT team Regio: 040 - 880 69 51

VTT team Stad (Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Son en Breugel): 040 - 880 69 56